

E 427

Betét

6 laringoszkóp optimális behelyezésére.



- 6 laringoszkóphoz

EAN: 4002513808209 / Anyagszám: 06442120 / Régi anyagszám: 69542701D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét/modul aneszteziológiai eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	92
Külső méret, nettó szélesség (mm)	210
Külső méret, nettó mélység (mm)	134
Külső méret, bruttó magasság (mm)	164
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,90
Bruttó súly (kg)	1,00