


U 874/1

Alsó kosár

különféle betétek és szűrőtálcák optimális behelyezéséhez.



- A berakodási magasság a felső kosár függvényében változik
- ML/2 megállító ber. az autom. kocsifelismerés mágnesszegélyéhez

EAN: 4002513808919 / Anyagszám: 06442940 / Régi anyagszám: 69187403D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Műtös cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Műtös eszközök előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	50
Külső méret, nettó szélesség (mm)	531
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	545
Nettó súly (kg)	2,10
Bruttó súly (kg)	2,97