

E 715/1

Kocsi

4 aneszt. készlet, ill. 12 légzőtömlő (1,5 m) és tartozékai behelyezésére.



- A légzőtömlőket spiráldobra tekert állapotban kell tárolni
- Csatlakozóval rendelkeznek a meleg levegős szárításhoz
- Mágnescsíkok a kocsik autom. felismeréséhez (ML mágnes nélkül)

EAN: 4002513872699 / Anyagszám: 06491890 / Régi anyagszám: 69571502D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
AN szettek [mennyiség]	4
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	530
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	645
Külső méret, bruttó magasság (mm)	560
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	640
Külső méret, bruttó mélység (mm)	680
Nettó súly (kg)	9,70
Bruttó súly (kg)	10,00
Tartozék	
E 430/1 1/3 szitatálca [mennyiség]	1
E 431 injektorfúvóka a gumiharmonika számára, Ø 8 x 193 mm [mennyiség]	1
E 432 tartó lélegeztető gégecsövek számára [mennyiség]	1
E 433 tartó szilikon lélegeztető csövek számára [mennyiség]	3
E 434 tartó gyermek-lélegeztető csövek számára [mennyiség]	1
E 466 injektorfúvóka 8 x 333 mm, lélegeztető ballonhoz [mennyiség]	6
E 496 injektorfúvóka 4 x 120 mm [mennyiség]	15
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnes nélkül) [mennyiség]	1