

E 479

Befogó

mikro-eszközökhöz maximális Ø 4 mm.



- 5 mm vastag szűrőkben történő használatra
- 50 darab/zacskó

EAN: 4002513918175 / Anyagszám: 06553750 / Régi anyagszám: 69747901D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Átlátszó
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	5
Külső méret, nettó szélesség (mm)	21
Külső méret, nettó mélység (mm)	21
Külső méret, bruttó magasság (mm)	95
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	110
Külső méret, bruttó mélység (mm)	80
Nettó súly (kg)	0,19
Bruttó súly (kg)	0,23