

E 494

Betét

5 mikrotiter lemez különálló elhelyezéséhez.



EAN: 4002513926064 / Anyagszám: 06570920 / Régi anyagszám: 69549401D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különböző eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Mikrotiter lemezek [mennyiség]	5
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	35
Külső méret, nettó szélesség (mm)	205
Külső méret, nettó mélység (mm)	440
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	265
Külső méret, bruttó mélység (mm)	180
Nettó súly (kg)	0,85
Bruttó súly (kg)	1,00