


A 11/1

Betét

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.



- 7 x 7 mm-es kivágásokkal
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető
- Javasolt felhasználás a PG8536 típusban

EAN: 4002513975680 / Anyagszám: 06629660 / Régi anyagszám: 69501102D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Alátét keret	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	433
Külső méret, nettó mélység (mm)	433
Külső méret, bruttó magasság (mm)	16
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	470
Külső méret, bruttó mélység (mm)	470
Nettó súly (kg)	0,80
Bruttó súly (kg)	1,00