


A 12/1

Betét

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.

EAN: 4002513975697 / Anyagszám: 06629670 / Régi anyagszám: 69501203D



- 7 x 7 mm-es kivágásokkal
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető
- Javasolt felhasználás a PG 8536 típusban

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Alátét	•
Alátét keret	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	224
Külső méret, nettó mélység (mm)	429
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	0,37
Bruttó súly (kg)	0,56