


E 950/1

Kocsi

szűk nyakú üvegek optimális, 3 szintes behelyezéséhez.



- 232 fűvókával
- 1+3. szint: minden 80 fűvókára, ID 90 (2,5 x 90 mm)
- 2. szint: 72 fűvóka, ID 90 (2,5 x 90 mm)
- A maximális berakodási magasság mindhárom szinten 148 mm

EAN: 4002514072708 / Anyagszám: 06696990 / Régi anyagszám: 69595002D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi karcsú nyakú üvegekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	232
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	572
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	28,20
Bruttó súly (kg)	40,00
<b>Tartozék</b>	
Mágnescsikok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1