


E 522/1

Betét

9 lenyomatvételi kanál optimális behelyezésére.



- 9 tartóval

EAN: 4002514072722 / Anyagszám: 06697010 / Régi anyagszám: 68552202D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Termékkategória	
Betét/modul fogászati eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Lenyomatkanalak [mennyiség]	9
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	140
Külső méret, nettó szélesség (mm)	100
Külső méret, nettó mélység (mm)	190
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	240
Nettó súly (kg)	0,26
Bruttó súly (kg)	0,36