

E 404/1

Kocsi

max. 38 pipetta optimális behelyezésére.



- 38 pipettához, ?? sorban történő behelyezésre
- 1. sor: 10 db 100 ml-es pipetta (max. 550 mm), sortáv: 20 mm
- 2. sor: 14 db 25 ml-es pipetta, sortáv: 26 mm
- 3. sor: 14 db 10 ml-es pipetta, sortáv: 26 mm
- Az autom. kocsifelismerés mágnesszegélyén nincs megállító ber.

EAN: 4002514087061 / Anyagszám: 06727910 / Régi anyagszám: 69540402D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	38
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	500
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	5,70
Bruttó súly (kg)	7,40