

E 405/1

Kocsi

max. 38 pipetta optimális behelyezésére, csatlakozás a forrólevegős szárításhoz.

EAN: 4002514087078 / Anyagszám: 06727920 / Régi anyagszám: 69540502D



- 38 pipettához, ?? sorban történő behelyezésre
- 1. sor: 10 db 100 ml-es pipetta (max. 550 mm), sortáv: 20 mm
- 2. sor: 14 db 25 ml-es pipetta, sortáv: 26 mm
- 3. sor: 14 db 10 ml-es pipetta, sortáv: 26 mm
- ML/2 megállítóber. a kocsisfelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz	•
Kocsi pipettákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Pipetták [mennyiség]	38
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	500
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	6,20
Bruttó súly (kg)	8,10