

Printer

Protokollnyomtató

A folyamatdokumentációhoz, beépített



- 8 tűs mátrixnyomtató a folyamatdokumentációhoz
- A protokoll létrehozása és nyomtatása konfigurálható
- A PG 8527 kiszolgálói oldalára beépíthető
- A PG 8528 tiszta vagy szennyezett oldalára is beépíthető

EAN: 4002514111766 / Anyagszám: 06758340 / Régi anyagszám: 69247001D

Termék-hozzárendelés

Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium

•

Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi

•

A készülék besorolása

PG 8527

•

PG 8528

•

Termékkategória

Egyéb tartozékok

•

Standard elektromos csatlakozás

Fázisok száma

1

Nullavezető

N

AC/DC

AC

Feszültség (V)

220-240

Frekvencia (Hz)

50-60

Teljes teljesítményigény (kW)

0,00-0,00

Biztosíték (A)

0-0

Méret és súly

Külső méret, bruttó magasság (mm)

305

Külső méret, bruttó szélesség (mm)

300

Külső méret, bruttó mélység (mm)

200

Nettó súly (kg)

0,90

Bruttó súly (kg)

1,00