

E 901/2

Kocsi

szűrőtálcák/tálak és üreges eszközök optimális behelyezésére.



- 3 beépített öblítőkarral
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól
- Az egyes szintek rakodási kapacitása különbözik egymástól
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (ML mágnessel)

EAN: 4002514219882 / Anyagszám: 06893870 / Régi anyagszám: 69590103D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi min. inv. seb. műszerekhez	•
Kocsi tálakhoz	•
Kocsi szitátálcákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitátálcák [mennyiség]	12
SPRI szitátálcák [mennyiség]	4
Üreges műszerek [mennyiség]	8
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	590
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	720
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	830
Külső méret, bruttó mélység (mm)	780
Nettó súly (kg)	26,50
Bruttó súly (kg)	30,00
<b>Tartozék</b>	
E 362 vakdugó [mennyiség]	3
E 447 adapter, belső menetes, külső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	2
E 449 adapter, külső menetes, belső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	2
E 980 ferde adapter [mennyiség]	3
Injektorfúvóka Ø 4 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	4
Injektorfúvóka Ø 4 mm, 120 mm hosszú, szorítórugóval [mennyiség]	3
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1