


E 103/1

Betét

legfeljebb 12 x 75 mm-es reagens fiolák optimális behelyezésére.



- Kb. 200, max. 12 x 75 mm-es reagens fiola előkészítéséhez
- 6 felületre felosztva
- A háló méretei: 8 x 8 mm
- Az A 13 fedéllel együtt

EAN: 4002514231051 / Anyagszám: 06907630 / Régi anyagszám: 69510302D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
A kémcsövek előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	200
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	122
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	220
Külső méret, bruttó magasság (mm)	140
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,54
Bruttó súly (kg)	0,74
Tartozék	
A 13 fedelek [mennyiség]	1