


E 104/1

Betét

legfeljebb 12 x 105 mm-es reagens fiolák optimális behelyezésére.



- Kb. 200, max. 12 x 105 mm-es reagens fiola előkészítéséhez
- Az A 13 fedéllel együtt
- A háló méretei: 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Cikkszám: 06907640 / Régi cikkszám: 69510402D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
A kémcsövek előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	200
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	152
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	230
Külső méret, bruttó magasság (mm)	165
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,60
Bruttó súly (kg)	0,82
Tartozék	
A 13 fedelek [mennyiség]	1