


E 139/1

Betét

legfeljebb 12 x 200 mm-es reagens fiolák optimális behelyezésére.



- Max. 12 x 200 mm-es reagens fiola előkészítéséhez
- 6 felületre felosztva
- A háló méretei: 9 x 9 mm
- Alsó kosárba helyezhető
- Az A 13 fedéllel együtt

EAN: 4002514231082 / Anyagszám: 06907660 / Régi anyagszám: 69513902D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	6
Felhasználási terület	
A kémcsövek előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	200
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	243
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	230
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	265
Nettó súly (kg)	1,26
Bruttó súly (kg)	1,29
Tartozék	
A 13 fedelek [mennyiség]	1