

PG 8597

Ingalágyító

ingázó vízlágyító, lágy víz folyamatos vételezéséhez, 40° dH-ig.



- Egyedülálló készülék kerekkel, műanyag burkolattal
- Teljesítmény: folyamatosan 19 l/min, max. 30 l/min
- 2 tartály egyenként 4,5 l gyantához, 1 tartály 20 kg sóhoz
- Álló készülék görgőkkel, felültöltős
- Folyamatosan 19 l/perc, maximum 30 l/perc
- 1 tartály 20 kg sóhoz, 2 tartály 4,5 l gyantához
- Mennyiség vezérelt két kamrás rendszer, árammentes üzem
- Mennyiségvezérelt kétkamrás rendszer, áram nélküli üzem
- A készülék vízcsatlakozással rendelkezik

EAN: 4002514256283 / Anyagszám: 06943120 / Régi anyagszám: 69859701D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	570
Külső méret, nettó szélesség (mm)	360
Külső méret, nettó mélység (mm)	360
Külső méret, bruttó magasság (mm)	680
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	375
Külső méret, bruttó mélység (mm)	380
Nettó súly (kg)	19,00
Bruttó súly (kg)	26,70