


E 903/1

Modul

TURP (transzuretrális rezekciós) készletek optimális behelyezésére.



- Max. 10 üreges műszer elhelyezésére

EAN: 4002514256290 / Cikkszám: 06943230 / Régi cikkszám69590302D


Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Üreges műszerek [mennyiség]	10
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	40
Külső méret, nettó szélesség (mm)	461
Külső méret, nettó mélység (mm)	510
Külső méret, bruttó magasság (mm)	180
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	2,93
Bruttó súly (kg)	3,65
Tartozék	
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	3
E 444 dob hidegfény-kábelhez/szívótömlőkhöz [mennyiség]	1
E 447 adapter, belső menetes, külső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	1
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	4
E 453 injektorfúvóka 4 x 110 mm rögzítőbilinccsel [mennyiség]	3
E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	1
E 467 öblítőhüvely 205 mm MIC eszközökhöz/kapocsfogókhöz [mennyiség]	3
E 469 öblítőhüvely 300 mm MIC eszközökhöz/urologia [mennyiség]	3

E 903/1

Modul

TURP (transzuretrális rezekciós) készletek optimális behelyezésére.

EAN: 4002514256290 / Cikkszám: 06943230 / Régi cikkszám69590302D



E 907/1 szitabetét fedéllel kis alkatrészekhez [mennyiség]	1
2 m szilikontömlő Ø 5 mm	•
Műanyag támaszték [mennyiség]	1