


E 905/1

Modul

minimál invazív sebészeti, pl. arthroszkópiás és laparoszkoapiás eszközökhöz.

EAN: 4002514256306 / Anyagszám: 06943240 / Régi anyagszám: 69590502D



- Max. 16 üreges műszer elhelyezésére
- További felosztás pl. arthroszkópiás, laparoszkoapiás eszközökhöz

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Üreges műszerek [mennyiség]	16
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	40
Külső méret, nettó szélesség (mm)	461
Külső méret, nettó mélység (mm)	510
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	3,01
Bruttó súly (kg)	3,62
Tartozék	
E 336 öblítőhüvely MIBO, Ø 11 mm, 121 mm hosszú [mennyiség]	1
E 362 vakdugó [mennyiség]	2
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	1
E 447 adapter, belső menetes, külső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	2
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	4
E 449 adapter, külső menetes, belső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	2
E 452 injektorfúvóka 2,5 x 60 mm [mennyiség]	4
E 453 injektorfúvóka 4 x 110 mm rögzítőbilinccsel [mennyiség]	3

E 905/1

Modul

minimál invazív sebészeti, pl. arthroszkópiás és laparoszkoapiás eszközökhöz.

EAN: 4002514256306 / Anyagszám: 06943240 / Régi anyagszám: 69590502D



E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	3
---	---

E 464 foglalat az E 454 injektorfúvókához [mennyiség]	1
---	---

E 472 szorítórugó Ø 4 mm injektorfúvókákhoz [mennyiség]	1
---	---

E 907/1 szitabetét fedéllel kis alkatrészekhez [mennyiség]	1
--	---