

E 906/1

Modul

minimál invazív sebészeti, pl. arthroscópiás és laparoscópiás eszközökhöz.



- Max. 10 üreges műszer elhelyezésére
- További felosztás pl. arthroscópiás, laparoscópiás eszközökhöz

EAN: 4002514256313 / Anyagszám: 06943250 / Régi anyagszám: 69590602D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Üreges műszerek [mennyiség]	10
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	40
Külső méret, nettó szélesség (mm)	461
Külső méret, nettó mélység (mm)	510
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	2,87
Bruttó súly (kg)	3,56
Tartozék	
E 336 öblítőhüvely MIBO, Ø 11 mm, 121 mm hosszú [mennyiség]	1
E 362 vakdugó [mennyiség]	2
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	5
E 443 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 10 mm Ø kupakkal [mennyiség]	3
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	2
E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	1
E 456 nyitórugó MIC műszerekhez [mennyiség]	2
E 464 foglalat az E 454 injektorfúvókához [mennyiség]	1
E 908/1 betét szétszerelhető MIC eszközökhöz/munkabetétekhez [mennyiség]	1