

E 907/1

Szűrőtálca

különféle, kis alkatrészeket tartalmazó eszközök optimális behelyezésére.

EAN: 4002514256320 / Anyagszám: 06943820 / Régi anyagszám: 69590702D



- Fedéllel a kis alkatrészekhez
- A háló méretei: 3 x 1 mm
- Kampók az E 905/1 és E 903/1-be történő beakasztáshoz

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	48
Külső méret, nettó szélesség (mm)	129
Külső méret, nettó mélység (mm)	170
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	155
Külső méret, bruttó mélység (mm)	230
Nettó súly (kg)	0,30
Bruttó súly (kg)	0,37