

E 915/3

Kocsi

7 aneszt. készlet, ill. 20 légzőtömlő és tartozékai behelyezésére.



- A légzőtömlőket spiráldobra tekert állapotban kell tárolni
- Injektoros rendszer
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel)

EAN: 4002514257983 / Anyagszám: 06943870 / Régi anyagszám: 69591504D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz	•
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
AN szettek [mennyiség]	7
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	637
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	780
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	810
Nettó súly (kg)	25,00
Bruttó súly (kg)	25,00
Tartozék	
E 142 betét 1/2, DIN szitatálca [mennyiség]	1
E 431 injektorfúvóka a gumiharmonika számára, Ø 8 x 193 mm [mennyiség]	1
E 466 injektorfúvóka 8 x 333 mm, lélegeztető ballonhoz [mennyiség]	10
E 496 injektorfúvóka 4 x 120 mm [mennyiség]	18
E 916 tartó 5 lélegeztető gégecső számára [mennyiség]	1
E 917 tartó 5 szilikon lélegeztetőcső számára [mennyiség]	4
E 918 tartó 5 gyermek-lélegeztetőcső számára [mennyiség]	1
Rugós foglalatok Ø 12 mm, lélegeztető tömlőkhöz 1,5 m hosszúig [mennyiség]	20
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1