

GP MI X 0011 W

Univerzális mikroszálás kendő, 1 darab
az optimális tisztítási eredményért és a biztonságos használatért.

EAN: 4002514299204 / Anyagszám: 07006550 / Régi anyagszám: 22996171EU1



- Különösen nagy szakítószilárdságú és strapabíró
- Hatékony tisztítás a különösen finom mikroszálás szerkezet miatt
- Szárazon és nedvesen, tisztítószerrel vagy anélkül használható
- 60 °C-on akár 500-szor mosható
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken át megbízható működésért