


E 949

Modul

8 csontvelőüreg-csipesz, ill. csontvelőfúró optimális behelyezésére.



- 8 helyen a protézisszegek behelyezésére*
- 6 hosszabbítóhüvellyel a csontvelőfúrókhoz**

* A rakodórácsok előre be vannak szerelve.

** A hosszabbítóhüvelyek külön mellékelve.

EAN: 4002514312040 / Anyagszám: 07025320 / Régi anyagszám: 69594901D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Intraosseális fúrók [mennyiség]	8
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	115
Külső méret, nettó szélesség (mm)	352
Külső méret, nettó mélység (mm)	558
Külső méret, bruttó magasság (mm)	290
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	35,00
Bruttó súly (kg)	45,00