

E 955

Betét

Ø 3 - 15 mm-es, max. 125 mm hosszúságú fúróhüvelyek optimális behelyezéséhez



EAN: 4002514312057 / Anyagszám: 07025330 / Régi anyagszám: 69595501D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	85
Külső méret, nettó szélesség (mm)	221
Külső méret, nettó mélység (mm)	156
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	1,00
Bruttó súly (kg)	1,00