

AB 38-1 EDST/CLST

Kiegyenlítő takaróléc

38-as fülkéhez az M 2230 SC vagy M 2234 SC készülékhez kötve.

EAN: 4002514378688 / Cikkszám: 07134480 / Régi cikkszám24993831D




- Kevesebb és könnyen eltávolítható ujjlenyomat — CleanSteel
- A gép ideálisan illeszkedik a kiegyenlítő takaróléces fülkéhez
- Nemesacél/CleanSteel

AB 38-1 EDST/CLST

Kiegészítő takaróléc

38-as fülkéhez az M 2230 SC vagy M 2234 SC készülékhez kötve.



AB38 (Sketch)