

TK 180  
Szárítókosár  
a szárítóba történő beakasztáshoz.



- PT 5186 és PT 7186 típusúhoz
- Érzékeny textíliák szárításához
- Optimális pl. sportcipők szárításához

EAN: 4002514715698 / Anyagszám: 07289550 / Régi anyagszám: 59018001D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Szárítógépek	•
<b>Készülék-/tartozékbesorolás</b>	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
<b>Termékkategória</b>	
Szárítókosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Elektromos csatlakozás	OHNE
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	475
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	0,96
Bruttó súly (kg)	2,94