

E 926

Modul

hosszú invazív műtéti eszközök optimális behelyezéséhez.



- Max. 13 üreges műszer elhelyezésére

EAN: 4002514504353 / Anyagszám: 07297050 / Régi anyagszám: 69592601D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Üreges műszerek [mennyiség]	13
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	40
Külső méret, nettó szélesség (mm)	568
Külső méret, nettó mélység (mm)	510
Külső méret, bruttó magasság (mm)	280
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	580
Külső méret, bruttó mélység (mm)	630
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	2,60
<b>Tartozék</b>	
E 336 öblítőhüvely MIBO, Ø 11 mm, 121 mm hosszú [mennyiség]	3
E 362 vakdugó [mennyiség]	2
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	5
E 443 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 10 mm Ø kupakkal [mennyiség]	3
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	2
E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	1
E 456 nyitórugó MIC műszerekhez [mennyiség]	2
E 464 foglalat az E 454 injektorfúvókához [mennyiség]	1