

KMKT 2460

ittala főzőedény

az „All Steel“ sorozatból matt szálcsiszolással, kizárólag a Mielénél.

EAN: 4002514557571 / Anyagszám: 07300280 / Régi anyagszám: 26996028D

- Fenéktátmérő: 22,2 cm (felül 24 cm), űrtartalom: 6,0 l
- Tökéletes illeszkedés a Miele indukciós főzőlapokhoz
- HiLight és gáz főzőlapokhoz is használható
- Kiváló minőségű, többrétegű fenékkal
- Tökéletes hőeloszlás az alj optimális hajlításának köszönhetően