


KFR 10061

Palacktároló

a palackok biztonságos és helytakarékos tárolásához a hűtőszekrényben.

EAN: 4002514522289 / Anyagszám: 07316080 / Régi anyagszám: 38991061EU1



- Minden szabadon álló/kombinált hűtőszekrényhez
- K 10.000 és 20.000 PerfectFresh zóna nélkül, 60 cm széles
- Vízszintes és nyugalmas tárolás, pl. borok számára
- Tetszés szerint különböző szinteken használható
- Akár 9 palack számára, mérettől és formától függően