


KFR 10067

Palacktároló

a palackok biztonságos és helytakarékos tárolásához a hűtőszekrényben.

EAN: 4002514522296 / Anyagszám: 07316090 / Régi anyagszám: 38991067EU1



- Vízszintes és nyugalmas tárolás, pl. borok számára
- Tetszés szerint különböző szinteken használható
- Minden szabadon álló/kombinált hűtőszekrényhez
- K 10 000 PerfectFresh-zónával és 60 cm szélességgel
- Akár 9 palack számára, mérettől és formától függően