

O 190/2

Felső kosár

különbéle betétek optimális behelyezésére.



- Berakodási magasság: 215 mm mm
- Beépített mágneses öblítőkarral
- Az PG 8535 és PG 8536 öblítőkarszenzoraihoz használatos mágnes

EAN: 4002514556185 / Anyagszám: 07333050 / Régi anyagszám: 69119002D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Maximális rakodási magasság (mm)	215
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	265
Külső méret, nettó szélesség (mm)	531
Külső méret, nettó mélység (mm)	475
Külső méret, bruttó magasság (mm)	285
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	555
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,19