

O 191/2

Felső kosár

szűrőtálcák optimális behelyezésére.



- Berakodási magasság: 115 +/- 20 mm
- Rakodási szélesség: 480 mm
- Berakodási mélység: 450 mm
- Beépített mágneses öblítőkarral a kosár felett
- Az PG 8535 és PG 8536 öblítőkar-szenzoraihoz használatos mágnes

EAN: 4002514556192 / Anyagszám: 07333060 / Régi anyagszám: 69119102D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitátálcák [mennyiség]	2
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	180
Külső méret, nettó szélesség (mm)	531
Külső méret, nettó mélység (mm)	475
Külső méret, bruttó magasság (mm)	540
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	270
Külső méret, bruttó mélység (mm)	525
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,30