


O 167/1

Felső kosár

sebészcipő-talpbetétek optimális behelyezésére.



- Max. 28 talpbetét előkészítéséhez
- Beépített mágneses öblítőkarral
- Az PG 8535 és PG 8536 öblítőkarszenzoraihoz használatos mágnes

EAN: 4002514556215 / Anyagszám: 07333080 / Régi anyagszám: 69116703D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét műtős cipőkhöz	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Műtős cipők előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	195
Külső méret, nettó szélesség (mm)	480
Külső méret, nettó mélység (mm)	475
Külső méret, bruttó magasság (mm)	210
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	495
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,23