

O 173/1

Felső kosár

sebészcipők optimális behelyezésére.



- 8 sebészcipőhöz, 41-es méretig
- Beépített mágneses öblítőkarral
- Az PG 8535 és PG 8536 öblítőkarszenzoraihoz használatos mágnes

EAN: 4002514556222 / Anyagszám: 07333090 / Régi anyagszám: 69117302D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	8
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	195
Külső méret, nettó szélesség (mm)	531
Külső méret, nettó mélység (mm)	475
Külső méret, bruttó magasság (mm)	540
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	270
Külső méret, bruttó mélység (mm)	525
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,30