

E 327/1

Kocsi

4 DIN-szűrőtálca optimális behelyezésére.



- 4 DIN-szűrőtálca behelyezésére, 2 szinten
- Az PG 8535 és PG 8536 öblítőkar-szenzoraihoz használatos mágnes
- Beépített mágneses öblítőkarral
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002514556239 / Anyagszám: 07333100 / Régi anyagszám: 69532702D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi szitatálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	4
SPRI szitatálcák [mennyiség]	2
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	410
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	420
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	595
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,30