

E 429/1

Kocsi

a mikro-eszközök (szemműtétthez haszn. eszközök) behelyezésére, max. 2-4 készlet.

EAN: 4002514556253 / Anyagszám: 07333120 / Régi anyagszám: 69542902D



- Beépített mágneses öblítőkarral
- 1. szint: pl. 4 x E441/1 betét vagy 2 x E142 szintenként
- 2. szint: 20 csatlakozó az üreges műszerekhez
- 2. szint jobb oldal: 16 Luer-Lock adapter, apa, vízszintes tömlő
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
Termékkategória	
Kocsi szemészeti műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Műteti szettek mikro-eszközökhöz [mennyiség]	2-4
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	520
Külső méret, nettó szélesség (mm)	540
Külső méret, nettó mélység (mm)	540
Külső méret, bruttó magasság (mm)	530
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,30
Tartozék	
E 476 foglalat [mennyiség]	1
E 477 ütköző [mennyiség]	1
E 790 Luer-Lock csatlakozóelemek belső-belső menetes [mennyiség]	8
E 791 Luer-Lock csatlakozóelemek belső-külső menetes [mennyiség]	8