

ASA 1

Mágneses öblítőkar

az öblítőkar ellenőrzésére, az O 167, O 173, O 188, és O 190-ben használható.

EAN: 4002514569857 / Anyagszám: 07349850 / Régi anyagszám: 69113501D



- Utánfelszerelhető, mágneses öblítőkar nélküli felső kosár mellett

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Mágneses öblítőkar	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	75
Külső méret, nettó mélység (mm)	605
Külső méret, bruttó magasság (mm)	47
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	0,31
Bruttó súly (kg)	0,40