

ASA 2

Mágneses öblítőkar

az öblítőkar ellenőrzésére, az O 191, E 327-es berendezésben használható.

EAN: 4002514569864 / Anyagszám: 07349860 / Régi anyagszám: 69113601D



- Utánfelszerelhető, mágn. öblítőkar nélk. felső kosárral/kocsival

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Mágneses öblítőkar	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	45
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	70
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	0,16
Bruttó súly (kg)	0,25