

MF 27/28-1

Szállítókosz

tisztító és fertőtlenítő automaták be- és kikapolásához.



- 4 futógörgővel, ebből 2 rögzíthető
- Egyszerű és kényelmes kezelés a lekerekített nyelekkel
- Mindk. o. dokkoló, ill. végh. rögz. a géphez, f.szalaghoz stb.
- Beszállítási magasság: 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Kivehető felfogókád, mag. 70, sz. 603, mélység 866 mm

EAN: 4002514594026 / Anyagszám: 07397640 / Régi anyagszám: 69200111D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1050
Külső méret, nettó szélesség (mm)	740
Külső méret, nettó mélység (mm)	930
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1010
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	730
Külső méret, bruttó mélység (mm)	950
Nettó súly (kg)	32,00
Bruttó súly (kg)	45,00