

E 931

Betét

20sebészcipő behelyezésére, 48-as méretig.



- Az E 975/2 kocsihoz az alsó és felső szinten
- 20 tartóval
- Kapacitás töltetenként: 40 sebészcipő (20 pár)

EAN: 4002514598444 / Anyagszám: 07439490 / Régi anyagszám: 69593101D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	20
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	254
Külső méret, nettó szélesség (mm)	586
Külső méret, nettó mélység (mm)	752
Külső méret, bruttó magasság (mm)	275
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	605
Külső méret, bruttó mélység (mm)	765
Nettó súly (kg)	4,35
Bruttó súly (kg)	4,70