

E 942/3

Modul

max. 116 pipetta optimális behelyezésére.



- 116 db max. 580 mm-es pipettához
- Rekeszméret: ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Anyagszám: 07459390 / Régi anyagszám: 69594204D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét/modul pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	116
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	279
Külső méret, nettó szélesség (mm)	558
Külső méret, nettó mélység (mm)	352
Külső méret, bruttó magasság (mm)	420
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	570
Nettó súly (kg)	35,00
Bruttó súly (kg)	45,00