

E 943/2

Modul

100 - 500 ml-es szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 32 fűvókával (E 351), 4 x 160 mm, és végponti rögzítéssel (E 353)

EAN: 4002514605043 / Anyagszám: 07459400 / Régi anyagszám: 69594303D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	32
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	190
Külső méret, nettó szélesség (mm)	558
Külső méret, nettó mélység (mm)	352
Külső méret, bruttó magasság (mm)	180
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	6,50
Bruttó súly (kg)	7,50