

E 944/2

Modul

500 - 1000 ml-es szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 15 fűvókával (E 352), 6 x 220 mm, és végponti rögzítéssel (E 354)

EAN: 4002514605050 / Cikkszám: 07459410 / Régi cikkszám69594403D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	15
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	558
Külső méret, nettó mélység (mm)	352
Külső méret, bruttó magasság (mm)	180
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	570
Nettó súly (kg)	3,92
Bruttó súly (kg)	4,42