

E 947/2

Modul

pl. 88 centrifugacső, ampulla vagy reagens fiola tisztításához.



- 88 fúvókával, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Anyagszám: 07459430 / Régi anyagszám: 69594703D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	88
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	170
Külső méret, nettó szélesség (mm)	558
Külső méret, nettó mélység (mm)	352
Külső méret, bruttó magasság (mm)	290
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	5,00
Bruttó súly (kg)	6,00