

E 555/2

Kocsi

eszközök tisztítására, 2 szinten.



- Alsó töltet méretei: mag. 210, szél. 487, mélység 592 mm
- Felső töltet méretei: mag. 219, szél. 495, mélység 548 mm
- Mágnescsíkok a kocsik autom. felismeréséhez (ML mágnes nélkül)
- Sokféle berakodási lehetőség

EAN: 4002514606248 / Anyagszám: 07460290 / Régi anyagszám: 69555503D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7823	•
G 7824	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi betétekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Konténerek előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitatálcák [mennyiség]	4
SPRI szitatálcák [mennyiség]	2
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	298
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	645
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	10,00
Bruttó súly (kg)	12,00
<b>Tartozék</b>	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnes nélkül) [mennyiség]	1