

E 521/2

Betét

7 húzó-, fogsabályozó eszköz, ill. fogók optimális behelyezésére.

EAN: 4002514616438 / Anyagszám: 07476430 / Régi anyagszám: 68552103D



- Rekeszméret: 21 x 80 mm
- Alkalmos továbbá (pl. lábgyógyászati) fogókhoz

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Termékkategória	
Betét/modul fogászati eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Fogók [mennyiség]	7
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	135
Külső méret, nettó szélesség (mm)	100
Külső méret, nettó mélység (mm)	189
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	175
Külső méret, bruttó mélység (mm)	220
Nettó súly (kg)	0,42
Bruttó súly (kg)	0,46