

DOS S 20
 Üreges adagolószivattyú
 folyékony, savas szerek adagolására.



- Öblítőszer, semlegesítő szerek adagolásához
- A Miele vevőszolgálat általi, utólag történő beépítéshez

EAN: 4002514641904 / Anyagszám: 07514600 / Régi anyagszám: 69226004D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8536	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	258
Külső méret, bruttó mélység (mm)	270
Nettó súly (kg)	2,45
Bruttó súly (kg)	2,91