

DOS NA 120

Üreges adagolószivattyú

folyékony, semleges/lúgos szerek adagolására.



- Folyékony tisztítószer, emulgeálószer adagolásához
- Folyékony vegyi fertőtlenítőszer adagolásához
- A Miele vevőszolgálat általi, utólag történő beépítéshez

EAN: 4002514641911 / Anyagszám: 07514610 / Régi anyagszám: 69226005D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8536	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	300
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	420
Nettó súly (kg)	2,45
Bruttó súly (kg)	2,89