

ALWD BS 27/28

Szkenner

vonalkódok egyszerű rögzítésére a betöltés- és felhasználó-felismeréshez.



EAN: 4002514753416 / Anyagszám: 07686510 / Régi anyagszám: 69247012D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	200
Nettó súly (kg)	0,90
Bruttó súly (kg)	1,00

- Szkennercsatlakozás szkennerrel
- A folyamat-dokumentációhoz szükséges adatok praktikus rögzítése
- Alkalmas a tiszta és szennyezett, vagy mindkét oldalhoz*

* A szkenner és nyomtató kombinációja csak a tiszta oldalon lehetséges.